

FICHE PRODUIT



Réactif Sodium Prec

Référence : SOC-HB016

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

SODIUM Prec pour la Détermination quantitative du sodium dans le sérum humain.

Caractéristiques

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Méthode	Mg-Acetate d'uranyl-Prec.
Conditionnement	60 ml
CE	CE
Test par trousse sur CYANStart :	100
Test par trousse sur CYANPro :	100
Test par trousse sur CYANExpert :	NA
Température :	2-8°C
Echantillons :	Sérum, Plasma
Réactifs :	Liquide
Mesure :	Colorimétrique, Point final

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/reactifs/9877-sodium.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com