



«Je connais ma valeur»

CoaguChek® XS
Autocontrôle de la coagulation
très simple

CoaguChek®
Parce que c'est ma vie



Aller de l'avant, vers un meilleur avenir

Vivez votre vie!

Un traitement anticoagulant fait-il partie de votre vie?

Votre médecin vous a-t-il dit que vous devez désormais suivre un traitement aux anticoagulants oraux tels que Marcoumar® ou Sintrom®, et que vos valeurs sanguines doivent être contrôlées régulièrement ? En commun avec votre médecin traitant, nous souhaitons vous aider à préserver votre liberté et votre autonomie dans la vie. Depuis plus de dix ans et avec la grande expérience ainsi acquise, nous offrons aux patients la possibilité de contrôler eux-mêmes – n'importe où et à tout moment – leurs valeurs de coagulation sanguine.

Les avantages d'un autocontrôle de la coagulation avec l'appareil CoaguChek® XS

- **Sécurité accrue** – par des tests plus fréquents
- **Autonomie accrue** – par la possibilité de faire les tests n'importe où et à tout moment
- **Assurance accrue** – par des résultats fiables et rapides
- **Contrôle accru** – grâce à l'extension du domaine d'autoresponsabilité

L'autocontrôle de la coagulation est simple!

L'appareil CoaguChek® XS pour l'autocontrôle de la coagulation vous permet de mesurer vos valeurs INR de façon simple, fiable et confortable à partir d'une toute petite goutte de sang.

- **Simple et rapide**
Quelques gestes vous fournissent le résultat en l'espace d'une minute
- **Sûr et précis**
Vous pouvez contrôler votre traitement à tout moment, avec l'assurance d'obtenir des résultats fiables grâce au contrôle intégré du système (OBIS)
- **Petit et confortable**
L'appareil est aussi petit que la paume de votre main et ne pèse que 175 g. Ainsi, le test est possible n'importe où et à tout moment
- **Contrôle accru**
grâce à l'extension du domaine d'autoresponsabilité

Quatre gestes faciles

1. Introduire une bandelette réactive dans l'appareil CoaguChek® XS (celui-ci se met alors automatiquement en état de marche)



2. Obtenir une gouttelette de sang au bout du doigt à l'aide de l'autopiqueur CoaguChek® Softclic®



3. En l'espace de 15 secondes, appliquer la gouttelette de sang sur la bandelette (sur le bord ou sur le dessus)



4. Au bout d'une minute, la valeur INR est affichée à l'écran de l'appareil



Centres de formation

Dans ces centres de formation, vous serez formé, en tant que patient, à la manipulation et à l'utilisation de l'appareil de contrôle de la coagulation CoaguChek® XS.

Pour vous inscrire ou pour toute question en rapport avec la formation, vous pouvez vous adresser directement aux centres de formation suivants:

Lausanne

Centre de formation pour l'autogestion de l'anticoagulation de Lausanne
Prof. Dr med. Lucia Mazzolai
CHUV, Service d'angiologie
Av Pierre Decker 5
1011 Lausanne
Tél 021 314 07 50

Nyon

Centre de formation de Nyon
Dr med. Bruno Schnetzler
Rue Neuve 7
1260 Nyon
Tél 022 365 19 99
lundi - mercredi et
vendredi, 8h - 12h

Meyrin

Hôpital de la Tour
Dr med. Lucilla Soulier
Av. J.D. Maillard 3
1217 Meyrin
Tél 022 719 62 62

**Luzern, Bern, Olten,
Basel, Zürich**

Stiftung für Patienten
mit Blutverdünnung
(Coagulation Care)
Sekretariat
Spitalstrasse
6000 Luzern 16
Tél 041 205 51 47

Bellinzona

Ospedale Regionale
di Bellinzona e Valli
Dr M. Motta
Sede Ospedale San Giovanni
6500 Bellinzona
Tél 091 811 91 11
maddalena.motta@eoc.ch

Ostschweiz

Klinik Gais AG
Dr med. Artur Bernardo
Gäbrisstrasse
9056 Gais
a.bernardo@klinik-gais.ch
Tél 071 791 66 33

Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à votre médecin ou contacter la Fondation Coagulation Care sur le site Internet www.coagulationcare.ch

COAGUCHEK, SOFTCLIX et PARCE QUE C'EST MA VIE
sont des marques de Roche.

©2012 Roche

Roche Diagnostics (Suisse) SA
Industriestrasse 7
6343 Rotkreuz
Tel. 0800 80 66 80
www.roche-diagnostics.ch
www.coagulation.ch