

Aiguille NEOLUS TERUMO à usage
unique, 25 x 0,9 mm - 20 g
Ref. TER-NN2025R



AIGUILLE NEOLUS TERUMO A USAGE UNIQUE, 25 X 0,9 MM - 20 G.

- Paroi ultramine assurant un débit supérieur par rapport aux aiguilles à paroi mince et à paroi normale.
- Code couleur de l'aiguille: jaune.
- Dimensions: 0,9 mm de diamètre et 25 mm de longueur.

AUTRES CARACTERISTIQUES:

- Aiguille à triple biseau allié à un parfait siliconage qui assure une pénétration sans résistance et pratiquement indolore.
- Aiguilles stériles par oxyde d'éthylène. Apyrogènes.
- Le protecteur rigide assure l'intégrité de l'aiguille jusqu'au moment de son utilisation.
- L'embase transparente permet la détection instantanée du reflux sanguin.
- Emballage individuel sous blister avec: code couleur normalisé, numéro de lot, date de péremption.
- Conditionnement : carton de 30 boîtes de 100 aiguilles.
- Condition minimum de vente : boîtes de 100 aiguilles.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration