

Aiguille NEOLUS TERUMO à usage unique  
25 x 0,8 mm - 21 g  
Ref. TER-NN2125R



**AIGUILLE NEOLUS TERUMO A USAGE UNIQUE 25 X 0,8 MM - 21 G.**

- Paroi ultramince assurant un débit supérieur par rapport aux aiguilles à paroi mince et à paroi normale.
- Code couleur de l'aiguille : vert.
- Dimensions : 0,8 mm de diamètre et 25 mm de longueur.

**AUTRES CARACTERISTIQUES :**

- Aiguille à triple biseau alliée à un parfait siliconage qui assure une pénétration sans résistance et pratiquement indolore.
- Aiguilles stériles par oxyde d'éthylène. Apyrogènes.
- Le protecteur rigide assure l'intégrité de l'aiguille jusqu'au moment de son utilisation.
- L'embase transparente permet la détection instantanée du reflux sanguin.
- Emballage individuel sous blister avec: code couleur normalisé, numéro de lot, date de péremption.
- Conditionnement : carton de 30 boîtes de 100 aiguilles.
- Condition minimum de vente : boîtes de 100 aiguilles.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration