

Coton cardé é cru, 500 gr

Réf. SOC-CCAR500



Coton cardé é cru, il est présenté roulé, en sachet de 500 g , ce coton é cru est cardé et décontaminé.

Il est indiqué en protection mécanique ou capitonnage de pansements.

Il est utilisé pour boucher la verrerie, pour la chromatographie sur colonne et la filtration.

- Conditionnement minimum de vente: Sachet 500 gr.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration