


Gants SAFESKIN CONTROLLED, Grand 8

Réf. SOC-GSRGSK



Gants SAFESKIN CONTROLLED, grand 8; non poudrés, surface rugueuse

- Gants latex épais;
- Finitions:
 - Intérieure : lisse,
 - Extérieure : paume texturé, doigts « Extra Grip »;
- Longueur de la manchette : 300 mm;
- Épaisseur de la paume : 0,2 mm;
- Conformes aux normes EN 374 2,3 - EN 388;
- Condition minimum de vente : sachet de 100 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration