

Flacon avec poignée pour recueil des urines
de 24 h-2700ml
Ref. SOC-F2700CJP



Flacon avec poignée pour Recueil des urines de 24 Heures - naturel capacité volumique: 2700 ML. Dimensions (Ø base x Ø ouv. x Haut.): 120 x 70 x 250 mm. Matière : polyéthylène, haute densité. Cape à vis jointée. Gradué de 200 à 2700 ml par 50 ml.

- Conditionnement par carton de 34 pièces.
- Conditionnement minimum de vente: 1 flacon.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N