


Ecouvillon double COPAN – amies gélosé – plastique

Réf. COP-MAG-ETP2



Ecouvillon double constitué d'un milieu de transport: le Amies gélosé (composé de Chlorure de Sodium, Chlorure de Potassium, Chlorure de Calcium, Chlorure de Magnésium, Phosphate monopotassique, Phosphate disodique, Thioglycolate de sodium, Eau distillée) et de deux écouvillons de Tige en Plastique et de bouton en Viscose.

- Couleur du bouchon: Bleue.
- Emballage sachet pelable unitaire permettant une conservation optimale des milieux avant ouverture du sachet et protégeant les milieux de transport de la lumière, de l'oxygène et de l'humidité.
- Stérile.
- Nature du milieu, numéro de lot et date de péremption inscrits sur chaque sachet.
- Conditionnement: par carton de 10 sachets de 50 pièces.
- Condition minimum de vente: sachet de 50 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration