

Flacon avec thiosulfate de sodium Gosselin – 205 x 80 x 80 mm

Réf. PLG-FCVI1LTS1



Flacon avec thiosulfate de sodium GOSSELIN - 205 x 80 x 80 mm.

- De forme carrée.
- Préconisés pour l'analyse des eaux: réseau urbain, piscines, rivières, ...etc.
- Capacité volumique 1 000 ml.
- Diamètre de l'ouverture: 20 mm.
- Cape rouge à vis inviolable.
- Dose de thiosulfate de sodium: 20 mg/litre (poudre).
- Disponible en Polyéthylène.
- Haute densité PEHD.
- A emballage unitaire.
- Dimensions (mm): 205 x 80 x 80.
- Condition minimum de vente: 84.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration