

Milieu de transport et/ou de conservation stuart liquide

Réf. COP-MSL



Milieu de transport et/ou de conservation STUART liquide.

Caractéristiques:

- Tube avec milieu sans écouvillon.
- Choix de l'écouvillon laissé au préleveur en fonction du site de prélèvement. Couleur du bouchon: Blanc. Stériles.
- Peut diluer l'échantillon prélevé.
- N'est pas une barrière efficace contre la pénétration de l'oxygène.
- Exclusivement POUR LES GERMES AEROBIES PEU EXIGEANTS.
- Examen direct au microscope possible.
- Pas d'ampoule en verre à casser avant emploi.
- Eponge en polyuréthane totalement inerte. L'écouvillon est immédiatement en contact avec le milieu liquide.
- Conditionnement par carton de 10 boîtes de 100 pièces.
- Conditionnement minimum de vente: boîte de 100 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration