

Rovers-cervex brush non stérile

Réf. SOC-CVB50A



ROVERS-CERVEX BRUSH non stérile; Brosse à usage unique pour prélèvement cervico-vaginal.

Caractéristiques:

- En un seul geste, toutes les cellules nécessaires sont recueillies (exocol, zone de jonction, endocol).
- Grâce à son ergonomie et à sa flexibilité, la Cervex Brush pénètre l'endocol et épouse parfaitement les contours du col de l'utérus.
- La conception de ses fibres optimise la récolte des cellules.
- Un geste simple et reproductible.
- Un prélèvement indolore et non traumatisant.
- La Cervex Brush s'adapte à l'anatomie de la quasi-totalité des cols de l'utérus. Un prélèvement riche en éléments représentatifs de la jonction.
- Ces caractéristiques prédestinent l'usage de la Cervex Brush au dépistage du cancer du col de l'utérus.
- 57 filtres arrondis de différentes longueurs.
- Longueur totale : 20 cm.
- Emballage pelable unitaire.
- Conditionnement par carton de 20 sachets de 50 pièces.
- Conditionnement minimum de vente: sachet de 50 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration