

## Pipelle de CORNIER à usage unique

Réf. SOC-PDC



Pipelle de CORNIER est un dispositif à usage unique pour biopsie de l'endomètre (Dépistage du cancer et des hyperplasies de l'endomètre, étude de l'endomètre: recherche d'une insuffisance lutéale, surveillance d'un traitement hormonal, saignements anormaux, cultures bactériologiques pour l'identification de germes pathogènes), composé de 2 parties: une partie souple en polypropylène transparent présentant une ouverture latérale de 2,1 mm de diamètre et 4 graduations repérées à 4,7, 8 et 10 cm, un piston interne en EVA (polyéthylène d'acétate de vinyl) pouvant coulisser par l'intermédiaire d'une tige en résine d'acétal souple. Stérile en sachet unitaire. Ø externe x Ø interne x Longueur. (mm) : 3,10 x 2,60 x 235.

- Conditionnement minimum de vente: boîte de 25 sachets unitaires.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration