

**Tube de prélèvement sous vide vacutest en p.e.t 9ml/10ml
EDTA K2 stérile**

Réf. TER-VK109SDK



Tube de prélèvement sous vide en Polyéthylène - Téréphtalate (P.E.T) vacutest 10 ml hématologie.

Volume du vide 9 ml.

Additif: EDTA - K2.

Autres caractéristiques:

- Contribue à la précision et à la fiabilité des résultats d'analyse. Son hémocompatibilité exceptionnelle garantit une innocuité totale vis-à-vis des paramètres cliniques.
- Constitue une barrière anti-gaz brevetée.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

- Garantit le maintien du vide et donc du ratio sang/additifs pendant toute la durée de vie du tube.
- Permet un remplissage des tubes normalisé et précis.
- Transparent comme le verre, il permet une bonne visualisation de l'échantillon.
- Incassable, il réduit les risques d'exposition au sang et permet des vitesses de centrifugation élevées (4000 g).
- Léger : frais de transport et d'élimination réduits.
- Combiné aux corps de prélèvement et aux aiguilles ce tube est une solution sécuritaire de grande qualité pour le préleveur et pour le technicien.
- Le confort du patient est amélioré.
- La fiabilité du prélèvement et de l'analyse est garantie.
- Stérilisation par irradiation.
- Système stérile qui fonctionne en circuit fermé de la veine au tube, pour minimiser le risque de contamination.
- Le vide calibré garantit un rapport constant sang/anticoagulant pendant toute la durée de vie des tubes, il permet un remplissage des tubes normalisé et précis.
- Contact direct du sang avec l'anticoagulant.
- Bouchon du tube en butyle avec cape coiffante de sécurité.
- Le n° de lot et la date de péremption sont inscrits sur chaque boîte, chaque tube.

Conditionnement par carton de 12 x 100.

Conditionnement minimum de vente: Boîte de 100.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration