

Tube Capiject Terumo, fluorure de sodium + oxalate de potassium

Réf. TER-TMPS



Tube CAPIJECT TERUMO fluorure de sodium + oxalate de potassium pour tests glycémiques. Niveau de remplissage: 250 µl.

Autres caractéristiques:

- Bouchon creux de couleur identique aux traits de graduation.
- Tube siliconé. Transfert rapide du sang au fond du tube. Contact quasi instantané avec l'anticoagulant.
- N° de lot et date de péremption sur chaque tube.
- Large collecteur solidaire du tube. Ecoulement rapide.
- Minimisation des risques de contamination.
- Traits de graduation de la couleur du bouchon. Evite les risques de confusion entre tubes après débouchage.
- Facile à maintenir debout grâce à son bouchon qui lui sert de support.
- Destinés aux prélèvements capillaires et/ou délicats au laboratoire ou dans les services hospitaliers : nourrissons, enfants, veines difficiles, personnes âgées, etc.
- Tube en polypropylène translucide ou ambré. Collecteur de sang intégré.
- Bouchon rentrant et coiffant. Non stérile.
- Conditionnement par boîte de 5 sachets de 50 tubes.
- Conditionnement minimum de vente: sachet de 50 tubes.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration