

Détartreur piézoélectrique

Réf. SOC-PIEZOTEK



Détartreur Piézoélectrique;

- Le défibrillateur Piézoélectrique est un dispositif médical de classe IIa, type BF, conforme aux requisites de la Directive 93/42/CEE, selon les Normes Harmonisées EN 60601-1 et EN 60601-1-2.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

- Ce détartreur Piézoélectrique est un détartreur électronique composé de:
 - Un microprocesseur qui contrôle toutes les fonctions
 - Un système de recherche automatique de la fréquence de fonctionnement qui permet d'adapter le détartreur à la meilleure condition de résonance entre pièce à main et insert
 - Une intensité de vibration et flux d'eau réglables
 - Une pièce à main à l'axe en titane couvert de matériel plastique non toxique
 - Une pièce à main légère, maniable, complètement démontable et autoclavable
- Des inserts:
 - Insert A pour le traitement sous gencive et du collet
 - Insert B pour le traitement de la surface de la dent
 - Insert C pour le traitement de dépôts importants de tartre et plaque
 - Inserts facilement interchangeables et autoclavables
- Dimensions externes: 20 x 17 x 7 h (cm)
- Poids: 2,3 (Kg)
- Puissance absorbée : 50 VA
- Fréquence: 30 à 40,3 KHz



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration