

### Meuble Jointfly

Réf. SOC-JOINTFLY



## JOINT FLY

#### Caractéristiques principales:

- L'unité de nettoyage inclus un robinet à levier Delta, un évier en porcelaine. Température de l'eau réglée à partir du robinet.
- Activation de l'écoulement d'eau grâce à une pédale située en dessous du cabinet.
- Plan de travail fait en acier, galvanisé et recouvert époxy.
- Les surfaces plate et arrondie du plan de travail tout comme les bordures et les parties arrière ont toutes subies des tests spécifiques établis par les normes standard EN 205 et UNI 9242/87 et ont prouvé une excellente résistance à l'eau et à la chaleur.
- Le vinyle adhésif est utilisé. Fusion basée sur le polyuréthane.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

- La résistance à l'eau du panneau de particules utilisé à subir des tests d'immersion dans de l'eau pendant une durée de 24 h conformément à la méthode établie par les normes standards EN 317 et ne présente aucun signe de gonflement (rétention d'eau).
- Cet acier, galvanisé et recouvert époxy est produit en utilisant la méthode haute pression sujette aux tests établis par les normes standards EN 438 et est ininflammable, très résistant aux chocs, aux rayures, aux fissurations et vapeur d'eau, et est doté d'une imperméabilité excellente.
- Toutes les roulettes glissent facilement sur des surfaces recouvertes de tapis, de linoléum, ou les surfaces de tuile.

#### Description (de la gauche vers la droite)

- Un compartiment (extrême gauche) avec battants (charnières à gauche ou à droite); 2 étagères réglables.
- Un socle mobile à roulettes pour un travail en position assise et debout, pourvu de poignets demi-lune nickelé à l'avant et sur les côtés (gauche et droite) du meuble.
- Il est constitué de:
  - 3 tiroirs de dimension 72mm;
  - 1 tiroir de dimension 146mm;
  - 1 tiroir de dimension 146mm;
  - 1 tiroir de dimension 220mm;
- Plateaux
- un Compartiment avec 2 tiroirs de dimension 72mm, 3 tiroirs de dimension 146mm.
- Un Compartiment (extrême droite) avec battants (charnières à gauche ou à droite), écoulement d'eau contrôlé par pédale, évier en porcelaine, robinet, et panier à ordures.
- Dimension totale (mm): 2090 x 500 x h 930.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration