

Tabouret SYNCRO T3

Réf. SOC-AG70011



Tabouret SYNCRO T3;

- Base d'acier inoxydable, finissage de chrome, un piston hydraulique, couverture en plastique de haut-longévité, cinq roues en plastique ;
- Tapisserie d'ameublement antibactérienne et sans couture;
- Tabouret réglable 125mm;
- Inclinaison de dossier et de chaise à 13° ;
- Version Repose-pieds en anneau.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N