

Courroie de compression, Modèle Ri-clip

Réf. RIE-5000



La prise de sang doit être aussi simple et rapide que possible à commencer par la compression de la veine: découvrez aujourd'hui un nouveau produit RIESTER qui vous rend la tâche très facile. Car vous gardez toujours une main libre au moment de placer la courroie en toute sécurité. Ce produit réalisé sans métal dans un matériau synthétique de haute qualité a un faible poids et une excellente performance. Il empêche en effet le coincement désagréable de la peau et des poils fins. Il n'est pas seulement attrayant par son prix, mais aussi par son design en plusieurs coloris. Assurer l'hygiène requise n'est pas non plus un problème: la désinfection est effectuée avec les produits usuels ou en autoclave à 120 C/1 bar. Courroie de compression ri-clip® conditionnée en sachet polyéthylène, avec latex.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration