

Laryngoscope à fibres optiques, 5 lames Modèle MACINTOSH

Réf. SOC-197560



Caractéristiques Laryngoscope à fibres optiques, 5 lames Modèle MACINTOSH :

- Laryngoscope à fibres optiques ;
- 5 lames ;
- Modèle MACINTOSH ;
- Coffret noir livré avec 01 manche et 05 lames (0, 1, 2, 3, 4)
- Manche en fibre optique de 3,5 mm de diamètre pour une meilleure transmission de la lumière et une durée de vie plus longue ;
- Fabriqué en acier inoxydable AISI 304 ;
- Toutes les lames et poignées sont compatibles avec la norme ISO 7376 ;
- Autoclavable ;
- Disponible en éclairage halogène et LED ;
- Ampoules 2,5V ;
- Les poignées nécessitent 2 piles de format C ;
- Étui rigide et pochette souple disponibles.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration