

Biomètre, Modèle CAS-2000A

Réf. SOC-RS181315



Caractéristiques-Spécifications techniques :

- Sonde : 10 Mhz.
- Stockage : 8 groupes.
- Précision : 0,05 mm.
- Calcul IOL : SRK-II, SRK/T Hoffer-Q, Holladay, SCDK, Haigis etc.
- Mesure : ACD, Lentilles, vitrifiée, longueur axiale, et sa moyenne.
- Modes : manuel, automatique.
- Imprimante : imprimante thermique intégrée.
- Alimentation : 220V AC $\pm 10\%$ 50Hz.
- Moniteur d'affichage: LCD, haute vitesse.
- Rapport de données: le nom du patient, ID, Droite / Gauche, le nom du Docteur, Date, Tableau IOL.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration