

Frontofocomètre automatique, Modèle TL-6000A

Réf. SOC-INP-TL6000A



FRONTOFOMETRE AUTOMATIQUE, Modèle TL-6000A

- Facile d'utilisation et robuste.
- Rapide, précis, alignement et prise de mesures aisées.
- Mesure tous les types de verres unifocaux, progressifs et bifocaux.
- Mesure les écarts pupillaires pour un contrôle complet.
- Ecran LCD et imprimante thermique.
- Mode automatique de sauvegarde d'énergie.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration