

Tabouret ou siège opérateur 3014

Réf. SOC-JS3014



Pic. 3014 / 2000 GC / Z + 2016

- Siège spécial pour tous les domaines de la chirurgie, en particulier la microchirurgie (selon DIN EN ISO 7493)
- Châssis en acier inoxydable avec 5 roulettes doubles antistatiques
- Couronne repose-pied chromée
- Partie supérieure rotative et blocable
- Assise et dossier anatomiques réglables facilement par levier
- Rembourrage confortable antistatique noire
- Réglage de la hauteur par système d'élévation hydraulique à pompe à pied course: 19 cm
- Hauteur du siège: 53 à 72 cm
- Accoudoirs d'opérateur: jeu de 2 accoudoirs en acier inoxydable stérilisables réglables en hauteur et orientable dans tous les sens à l'aide d'une articulation sphérique
- Avec revêtement lavable sur demande
- Sous réserves de modifications techniques.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N