

S+cimed

Le matériel médical c'est nous

**Tonomètre portable sans
contact avec la cornée,
Modèle HE-500**

Tonomètre portable sans contact avec la cornée, Modèle HE-500

Réf. SOC-RSO-201030



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

S+cimed

Le matériel médical c'est nous



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

Caractéristiques du tonomètre portable sans contact avec la cornée, Modèle HE-500:

Tonomètre portable sans contact avec la cornée, Modèle HE-500: Avec deux modes de travail vertical et horizontal, sortie sans fil des données d'impression. L'équipement est utilisé pour mesurer la pression intraoculaire en utilisant le principe de : La sonde heurte les différentes surfaces de dureté à une certaine vitesse, et a différentes réactions lorsque la sonde rebondit. Présente des avantages de haute précision, portable, sans anesthésie, sans infection croisée, etc.

- Intervalles de mesure : 3 mmHg – 70 mmHg
- Erreur de mesure :
 - + ou – 1,5 mmHg (3 mmHg < ou = pression intraoculaire < ou = 25 mmHg)
 - + ou – 2,5 mmHg (25 mmHg < pression intraoculaire < 70 mmHg)
- La mesure peut se faire dans les 2 postures, debout et allongé
- Données d'impression sans fil
- Facile à apprendre et facile à utiliser
- Léger et pratique
- Sans anesthésie, évite les réactions d'inconfort



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration