

Pèse-personne mécanique, Modèle seca 761

Réf. SOC-seca761



- Grand cadran gradué en métal, parfaitement lisible
- Nouveau tapis amovible clipsé, facilement remplaçable
- Mécanisme interne galvanisé
- Système d'encliquetage du cercle autour du cadran optimisé
- Plexiglass et cercle fabriqués en matière plastique de haute résistance.

Spécifications

- **Aussi précis que compact**

Les pèse-personnes mécaniques seca sont tout aussi convaincants par leur construction solide et peu encombrante que par leur fonctionnalité et leur précision médicale. Parmi la gamme de modèles disponibles, vous pourrez choisir le modèle seca 761, homologué pour un usage médical classe □.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

- **Grand cadran original**

Le grand cadran gradué en métal est conçu durablement pour une lecture aisée et précise du poids. Le corps robuste entièrement métallique abrite un système à levier particulièrement résistant. Le large plateau peu épais de la balance est revêtu d'un tapis antidérapant amovible.

Caractéristiques techniques du pèse personne mécanique, Modèle seca 761

- Capacité : 150 kg
- Graduation : 1.000 g
- Dimensions (LxHxP) : 303 x 118 x 470 mm
- Plateforme (LxHxP) : 270 x 65 x 280 mm
- Poids : 4 kg
- En option : sacoche de transport seca 421
- Classe d' étalonnage : □



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration