

Pèse-bébé Avec Contrôle D'allaitement (Breast-Milk-Intake) SECA 354

Réf. SOC-SECA-354



- Balance multifonctionnelle pèse-bébé et pèse-personne plat pour enfants.
- Bac amovible facilement détachable du support.
- Fonction BMIF Breast-Milk-Intake de contrôle d'allaitement.
- Construction robuste pour un transport sans problèmes
- **Pour un suivi fiable de la croissance des petits** L'alimentation joue un rôle prépondérant dans le développement postnatal. Avec le nouveau pèse-bébé SECA 354, il suffit d'appuyer sur une touche pour contrôler quotidiennement la quantité de lait ingérée par les tout petits lors de l'allaitement. SECA met ainsi à votre disposition un partenaire des plus fiables pour le contrôle de l'alimentation des nouveau-nés



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

- **Bien-être et de sécurité** Le bac de la balance SECA 354 permet de peser les bébés commodément et en toute sécurité. Grâce aux formes arrondies du bac aux bords relevés, le bébé s'y sent bien et peut être pesé en douceur. En ôtant le bac du support on obtient un pèse-personne plat électronique d'une capacité de 20 kg. La fonction BMIF permet de déterminer la quantité de lait ingérée par le nourrisson lors de l'allaitement. Il suffit en effet d'appuyer sur une touche pour que le résultat de la pesée du nourrisson avant l'allaitement soit mémorisé et soustrait de celui de la pesée après l'allaitement.
- **Touches de commande fonctionnelles conçues pour une utilisation intuitive** La balance multifonctionnelle SECA 354 est dotée de touches de commandes permettant une utilisation intuitive sans nécessiter d'explications. La fonction HOLD mémorise le résultat de la pesée et permet ainsi de s'occuper d'abord du bébé avant d'en noter le poids. La fonction TARE assure une pesée fiable en déduisant le poids des langes ou d'un drap doux.
- **Construction robuste pour un transport sans problèmes.** La construction compacte et robuste de la balance SECA 354 la prédestine à une utilisation quotidienne professionnelle mobile pour le suivi sanitaire des petits. L'électronique économe permet jusqu'à 20.000 pesées avec un seul jeu de piles et assure donc l'autonomie et la mobilité de cette balance. La Sacoche de transport à bandoulière SECA 414 disponible en option est un accessoire pratique pour une utilisation mobile du pèse-bébé.
- **Balance multifonctionnelle pèse-bébé et pèse-personne plat pour enfants** Il suffit d'un geste pour transformer le pèse-bébé en un pèse-personne plat : en appuyant sur une touche, on débloque l'assemblage du bac et du support. En position verrouillée, le bac reste fixé au support et le pèse-bébé peut être soulevé et transporté sans problèmes.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Informations techniques du Pèse-bébé avec contrôle d'allaitement (Breast-Milk-Intake) SECA 354

Capacité : 20 kg / 44 lbs

Graduation: 10 g > 10 kg < 20 g / 0,5 oz > 22 lbs < 1 oz

Dimensions (LxHxP) : 552 x 156 x 332 mm

Poids : 3 kg

Alimentation : piles

Fonctions : TARE, Auto-HOLD, BMIF, changement d'échelle kg/lbs



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration