

## Stéthoscope RAPPAPORT

Réf. SOC-RAPPAPORT



### Stéthoscope RAPPAPORT

Stéthoscope de Diagnostic complet utilisable de 5 façons différentes. De cette manière, il peut remplacer tous les autres.

3 tailles différentes de pavillons sont fournies en plus de 2 diaphragmes de base, grand et petit, constituant un jeu complet. Chaque diaphragme ou pavillon convient à une utilisation spécifique.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

## Caractéristiques :

- 1 pavillon avec grand et petit diaphragme.
- 1 lyre chromée avec embouts auriculaires en plastique blanc taille médium.
- 1 tube en caoutchouc résistant avec clip méta.
- 1 pavillon interchangeable taille adulte.
- 1 pavillon interchangeable taille médium.
- 1 pavillon interchangeable taille nourrisson.
- 2 paires d'embouts auriculaires de tailles et formes différentes.
- 2 diaphragmes de rechange en plastique transparent grand et petit.
- 1 Sachet plastique pour les accessoires.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration