

**Système d'aspiration sous vide mural avec bords, modèle
VACUSILL® 2HV**

Réf. SOC-H5351204



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

Système d'aspiration sous vide mural avec bouches, modèle VACUSILL® 2HV

Les **régulateurs de vide de forte dépression VACUSILL® 2HV** sont des équipements d'aspiration médicale alimenté par une source de vide de 120 L/min – 80 kPa, dispose d'un mécanisme de régulation calibré qui permet d'obtenir une stabilité et une précision extraordinaires. Compatible avec l'IRM.

Caractéristiques du régulateur de vide VACUSILL® 2HV :

- Interrupteur ON/OFF pour ouverture et fermeture rapide, avec soupape de surpression interne lorsque les vacuomètres sont en mode OFF.
- Soupape de soulagement de sécurité pour les excès de vide.
- Trappe à eau avec protection anti-débordement et filtre de particules.
- Branchement d'entrée filetage Whitworth G1/4" F.
- Rang: 0-100 kPa / 0-750 mmHg.
- Précision: $\pm 5\%$.
- Débit: 100 L/min.
- Disponible avec embouts: BS, NF, DIN y SS. Consultez la disponibilité des autres embouts.
- Disponible avec trappe à eau SafetyTrap, avec protection anti-débordement et filtre de particules à haut rendement ou filtre bactérien hydrophobe viral.
- Possibilité d'être fourni avec flacon de recueil PC/PSU (1 L, 2 L, 4 L), support roulant et système d'accouplement sur rail.
- Matériaux: corps en ABS-PC, fenêtre du vacuomètre en PC, joints toriques en NBR et silicone, filetage d'entrée (sans embout) Whitworth G1/4" en acier inoxydable. Sans latex.
- Dimensions: 240 mm x 86 mm x 86 mm.
- Poids: 310 g.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration