

Manomètre avec barboteur a O₂, modèle P-300

Réf. SOC-H5503211



Manomètre avec barboteur a O₂, modèle P-300

Les **détendeurs de pression d'oxygène P-300** sont petits, légers et prêts à fonctionner jusqu'à une pression de 300 bar. Parfait pour obtenir une précision maximale en oxygénothérapie médicale avec le plus grand nombre d'échelons de débit (14) combiné avec la plus petite plage de débit disponible sur le marché.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Caractéristiques du Manomètre avec barboteur a O2, modèle P-300 :

- Débit maximal en fonction de la pression.
- Utilisation maximale du volume d'oxygène de la bouteille.
- Stabilité maximale de la pression et du débit sur toute la plage de pression de la bouteille.
- Débit précis et soupape de surpression sûre avec une capacité d'évacuation élevée (< 10 bar), capable de relâcher la pression en cas de défaillance.
- Haute stabilité et précision de la regulation de sortie= $4,5 \pm 0,5$ bar.
- Disponible en différentes configurations pour les embouts de bouteilles (NF, BS, CGA, DIN, UNI, ISO, PIN-INDEX), sorties auxiliaires et plages d'échelles de débit.
- Pour oxygène, air, CO2, N20, argon et leurs mélanges.
- Matériaux: laiton chromé mat (haute pression), aluminium chromé mat (basse pression) et couvercle du manomètre TPE.
- Dimensions: 110 X 62 X 58 mm
- Poids: 0,58 kg



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration