

Scie à platre oscillante 2 lames

Ref. SOC-GEU-251059



Conçue pour assurer une sécurité d'utilisation remarquable.
Conforme aux normes de sécurité électrique, elle dispose d'un système automatique d'interruption en cas de blocage inopiné de la lame ou de surchauffe du moteur.
Elle peut recevoir 2 lames en acier durci pour les plâtres en matières synthétiques (option)

Livrée avec :

- Lame standard 50 mm
- Lame 65 mm pour plâtre épais
- 1 clef de serrage pour lames Branchement 220 V
- 50 Hz Puissance : 90 W Classe de protection II d'après VDE 0740 Poids : 1500 G
-

Protection du moteur assuré. Anti-parasites. Isolation électrique

Dim.: l. 350 mm x diam. 70 mm

Garantie 1 an



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration