

Écharpe triangulaire d'immobilisation

Réf. **SOC-ROCOLLAC**



Écharpe de bras forme triangulaire, pratique et résistante Permet de maintenir un membre blessé ou fracturé (bras, avant-bras, main ou coude).

- 100 % coton,
- Respirant et résistant.
- Couleur : blanc cassé.
- Dimensions : 135 x 96 x 96 cm.
- Poids : 48 g.
- Conditionné sous pochette individuelle.
- Livré avec 2 pinces à nourrice (35 mm).
- Matériel médical CE.
- Vendu par lot de 5 unités.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration