

S+cimed

Le matériel médical c'est nous

**Chambre froide
1 corps,
Modèle Frima Morg110**

Chambre froide 1 corps, Modèle Frima Morg110

Réf. SOC-MORG110



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

Elle est fabriquée avec les matériaux les plus adaptés à un usage professionnel (inox, isolation polyuréthane...).

Elle est utilisée dans les hôpitaux ou chez les pompes funèbres pour la conservation d'un corps en température positive (+2/+5°C) voir même pour certains modèles en température négative (-18/-22°C).

Elle complète astucieusement les équipements existants et peut être déplacée facilement grâce à son encombrement et son poids réduits.

EQUIPEMENT INTERIEUR

- Rails de guidage des civières tout en inox.
- 1 civière en inox qualité 304 L incurvée en "pointe de diamant" avec bonde pour le lavage des corps.
- Groupe frigorifique monobloc (uniquement en plafonnier).
- Pour travailler à "hauteur d'homme" cette chambre froide doit être placée sur un châssis (en option).
- Dimensions: L 950 x P 2300 x H 900.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration