

Biotainer, 12 L

Réf. SOC-BIOT12L



BIOTAINER, 12 L;

- Emballage pour le transport, en température ambiante, de prélèvements biologiques infectieux ou potentiellement infectieux conformes aux instructions d'emballage P620
- Homologué ONU, il est conforme aux exigences des différentes réglementations internationales du transport:
 - ADR pour les expéditions routières
 - IATA pour les expéditions aériennes
 - IMDG pour les expéditions maritimes
 - RID pour les expéditions ferroviaires
- Permet le transport de tubes à prélèvements, d'écouvillons, de boîtes de Pétri, de flacons à prélèvements, de lames...
- Trois versions: 0,25L, 1,8L et 12L;
- Dimensions hors tout (Longueur, Profondeur, Hauteur): 270 x 260 x 370 mm;
- Dimensions du récipient(Hauteur): 295;
- Ø : 230;
- Conditionnement: 1 pièce;
- Condition minimum de vente: 1 pièce.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration