

## Boîtes en polypropylène pour conservation ou transport des lames

Réf. SOC-BP1LP



Boîte en polypropylène pour la conservation ou le transport de 1 lame:

- Boîte postale pour 1 lame en polypropylène opaque
- Couvercle comprenant 2 parties qui s'ouvrent indépendamment pour identifier et effectuer le frottis sur la lame sans la toucher
- Permet un transport en toute sécurité de vos prélèvements
- Polypropylène opaque de couleur bleue
- L'étalement reste à l'abri: propreté, sécurité
- Dimension (L x l x H): 60 x 37 x 6mm; Nombre de lames: 1
- Condition minimum de vente: Carton de 150 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration