

Charlotte Ronde En Polypropylène Non Tissé

Réf. : SOC-CHARLOTTE



Description de la Charlotte Ronde En Polypropylène Non Tissé:

La Charlotte Ronde En Polypropylène Non Tissé est un couvre-chef de forme circulaire,



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

de couleur blanche, à bord élastique, conçu en polypropylène non tissé.

- La bande élastique qui renforce les bords de la Charlotte Ronde En Polypropylène Non Tissé est très légère, elle est conçue sans latex afin de prévenir quelque allergie, son diamètre est de 53 cm.

- Matériau : PP Non tissé (polypropylène non tissé)

Elle est à usage unique, légère et aérée, elle assure une excellente perméabilité à l'air.

Elle a une double utilité : d'une part elle sert à la protection des cheveux des utilisateurs contre l'encrassement (poussière, et autres saletés), d'autre part elle est très utile pour préserver les produits (aliments, décoction, médicament, etc.) et espaces de travail par exemple un bloc opératoire, de toutes les impuretés qui pourraient s'échapper de la tête des utilisateurs pour les souiller.

Ceci étant, la Charlotte Ronde En Polypropylène Non Tissé est beaucoup utilisée dans les industries alimentaires, pharmaceutiques, industries électriques, hôpitaux, laboratoires, etc.

Conditionnement minimum de vente: sachet de 100 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration