

Mini-enregistreur 174 supplémentaire

Réf. SOC-TESTO174



Mini-enregistreur 174 supplémentaire;

- Pour surveiller la température lors du transport des échantillons
- Le logiciel Comsoft compatible Windows permet:
 - La représentation sous forme de tableau et de graphique
 - l'édition de données
 - l'enregistrement de programme et de réglage des limites
 - ainsi que l'utilisation de plusieurs mini-enregistreurs.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration