

Mini boîte de transport, jaune

Réf. SOC-MINIBOX05



MINIBOX: Mini boîte de transport Jaune. Pour tubes de prélèvements: Mini boîte étanche, incassable en plastique transparent; La transparence permet la visualisation d'une éventuelle fuite de sang avant ouverture. Posée, la mini BOX est stable en position fermée ou ouverte.

La MINIBOX peut contenir:

- 4 tubes de 5 ml + 1 tube de 7 ml;
- 2 lingettes désinfectantes (Réf. LGETMAIN ou Réf. TACLIP) + 1 pansement;
- 1 corps de prélèvement standard + 1 aiguille;
- 1 absorbant;

Condition minimum de vente: 12.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration