

Malette de transport

Réf. SOB-MBT



Mallette de transport; en polyéthylène conçue pour le transport des boîtes Sodibox ou autres;

- Elle peut servir d'emballage tertiaire résistant et rigide dans le cadre du transport des échantillons de diagnostic : UN3373.
- Peut contenir: 2 boîtes grand modèle ou 4 boîtes petit modèle ou tout autre modèle de boîte à prélèvement.
- Fermeture par une charnière Maxiclip centrale.
- Légère (moins de 1,2 kg vide).
- Facilement transportable grâce à une poignée de préhension centrale.
- 2 mousses collées sur les parois latérales protègent des chocs éventuels.
- Chaque mallette est livrée avec: 2 dossiers suspendus en carton pour ordonnances, courrier...
- 1 freeze-pack
- Trois coloris au choix : Bleu, rouge, noir.
- Dimensions hors tout (Long. x Larg. x H.): 37 x 23 x 29cm;
Compartiment utile (Long. x Larg. x H.): 29 x 21 x 28cm.
- Vente à l'unité



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration