

Malette de prélèvement

Réf. SOC-MALPR



Mallette de prélèvement;

- Légère
- Fermeture supérieure par 2 serrures numériques
- Divisée en 2 parties doublées intérieurement d'un revêtement résistant aux liquides:
 - Partie haute divisée en 4 compartiments, 1 pochette cartes de visite, 2 porte-stylos.
 - Partie basse divisée en 2 compartiments de dimensions p x L x h (cm) : 16 x 19 x 10 et 16 x 11 x 10. Côté N°1 : 1 pochette extérieure à rabat et à fermeture à clé. Côté N° 2: 1 rabat avec pochette transparente, fermeture à pression pour recevoir les documents.
- Livrée sans bandoulière 5 coloris au choix: Vert émeraude, Bleu antarctique, Marron érable, Rouge volcan, Noir.
- Dimensions (L x l x H): 390 x 190 x 320
- Poids: 2,8 Kg.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration