

Sacs de transport isothermes résistants, 42 litres

Réf. SOC-SIR42L



Sacs de transport ISOTHERMES résistants, 42 Litres; Matériau ultra-résistant (support toile polyamide sur enduit PVC d'1,5 mm) pour:

- Une protection optimale des prélèvements contre les chocs.
- Très grande résistance mécanique.
- Pour usage intensif.
- Très pratique : léger, nombreux compartiments pour faciliter l'identification.
- Sécurité assurée par une fermeture éclair scellable (œillet de verrouillage).
- Facile à nettoyer et à désinfecter.
- Couleur : Bleu roi.
- Les modèles 24 et 42 litres sont livrés avec un cadenas;
- Dimensions extérieures (L x P x H): 350 x 350 x 300 mm;
- Pack froid: 1;
- Cadenas: Oui.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration