

# Microscope biologique binoculaire

Ref : SOC-HNB-207



## Description

- \* Microscope biologique binoculaire modèle: HNB-207
- \* Tête: Binoculaire, inclinaison 45°;
- \* Oculaires: WF 10X , WF 16X;
- \* Objectifs: 4X, 10X, 40X (S), 100X;
- \* Condenseur à champs lumineux ,
- \* Lampe halogène 6V 20W,
- \* Luminosité ajustables.

CE



ISO  
9001



ISO  
13485

