

Brancard amovible d'urgence pour ambulance

Réf. **SOC-SKB039(G)**



Caractéristiques :

- Tuyaux à paroi épaisse en alliage d'aluminium haute résistance.
- La surface du lit de la civière est faite d'un coussin en mousse, imperméable.
- Le dos est réglable, ce qui rend les blessés confortables.
- Avec verrou de sécurité, il doit être verrouillé lors du transport des patients et ouvert lors de la montée dans l'ambulance.
- Les pieds escamotables mécaniques sont contrôlés par les poignées aux deux extrémités de la civière.
- Les jambes peuvent être repliées automatiquement sous la civière lors du chargement dans le véhicule.
- Peut-être verrouillé par les dispositifs de fixation sur la voiture ambulance.
- Avec deux sangles, ils peuvent lier les blessés des deux côtés du châssis de la civière.

Spécifications techniques :

- Position Haute : 190 x 55 x 88 cm
- Position intermédiaire : 190 x 55 x 72 cm
- Position basse : 190 x 55 x 26 cm
- Max. Angle du dos : 75°
- Charge Utile : ≤159kg



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration