

## **Chariot anesthésie, Modèle YC02JA**

**Réf. SOC-TIA-YC02JA**



- Se compose principalement des groupes de tiroirs pouvant stocker différents types de produits.
- Le dessus de la table peut être employé pour écrire ou étendre simplement quelque chose.
- Un bac à ordures et une corbeille à papiers sont fixés de chaque côté.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

- La surface de travail est en acier enduit de plastique roulé à froid.
- Surface de Travail: surface dur semblable au marbre.
- Garde-fou de 35 mm d'épaisseur fait d'acier enduit de plastique roulé à froid.
- Tiroir supérieur: tiroir pour médecine avec deux compartiments.
- Dimensions du 1er tiroir: 580 mm x (l) 385 mm x (H) 80 mm.
- Dimensions du 2ème tiroir : 580 mm x (l) 385 mm x (H) 80 mm.
- Dimensions du 3ème tiroir (droit): 288 mm x (l) 385 mm x (H) 100 mm.
- Dimensions du 3ème tiroir (Gauche): 288 mm x (l) 385 mm x (H) 100 mm.
- Dimensions du 4ème tiroir (Droit): 288 mm x (l) 385 mm x (H) 100 mm.
- Dimensions du 4ème tiroir (Gauche): (L) 288 mm x (l) 385 mm x (H) 100 mm.
- Dimensions du 5ème tiroir: (L) 580 mm x (l) 385 mm x (H) 100 mm.
- Dimensions du 6ème tiroir: (L) 580 mm x (l) 385 mm x (H) 200 mm.
- Poignets pour pousser la table: ces poignets sont faits en acier enduit de matière plastique roulé à froid.
- Profondeur x largeur x Hauteur (taille sur la surface de travail seulement) sans ajouter les accessoires : (L) 605 mm x (l) 410 mm x (H) 990 mm.
- Dimensions globales: 730 mm x 445 mm x 1 069 mm.
- Dimensions d'expédition: 830 mm x 545 mm x 1 239 mm.
- Poids d'expédition: 85 kg.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration