

Chariot de soins, Modèle YC31J

Réf. SOC-TIA-YC31J



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

- Approprié pour les salles d'infirmierie.
- Surface de la table faite en marbre, facile à nettoyer, anti-rouille et de dimension 610mm x 415mm.
- Pourvu de deux tiroirs de 100mm de hauteur et de 220mm x 360mm de profondeur.
- Pourvu de deux cercles suspendus pouvant roter horizontalement de 110 degrés.
- Matière :
 - Structure principale: acier enduit de plastique roulé à froid.
 - Surface de travail: marbre artificiel de 35mm d'épaisseur.
- Tiroirs du haut: tiroir pour médicaments comportant un compartiment.
- Dimension des tiroirs (droit ou gauche) L 288mm x l 390mm x H 100mm.
- Poignets faits d'acier enduit de plastique roulé à froid.
- Largeur x Profondeur x Hauteur (jusqu'à la surface de travail seulement) sans ajouter les accessoires : L 650mm x l 430mm x H 885mm.
- Dimensions totales : 650mm x 430mm x 903mm.
- Dimensions d'expédition : 700mm x 480mm x 973mm.
- Poids à l'expédition : 38 kg.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration