

Chaise de prélèvement sanguin, Modèle BK - BC100A

Réf. SOC-BC100A



Description de la chaise de prélèvement sanguin, Modèle BK - BC100A

Le fauteuil de prélèvement sanguin BK - BC100A a une vitesse de levage allant de 3 à 25 mm/s. Salampe de lecture à LED a une puissance de 60 Volts. Le fauteuil de prélèvement sanguin BK - BC100A est confectionné à base de fibre à haute résistance. Il est recouvert d'une peinture de revêtement en Poly qui la rend plus durable et facile à nettoyer. Le matelas est fait à partir d'un moulage de cuir et d'une mousse de polyuréthane médical de haute qualité.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

S+cimed

Le matériel médical c'est nous

Fauteuil de prélèvement
sanguin, Modèle BK - BC100A

Il est facile à entretenir et à nettoyer, avec des propriétés anti-salissures et antistatiques supérieures à celles des autres produits similaires. Son contrôle électronique ou manuel est au choix de l'utilisateur.

Conçu à partir d'une idée orientée vers le bien-être des personnes; le **fauteuil de prélèvement sanguin BK - BC 100** commercialisé par **SO CIM ED**; répond aux besoins de confort et sécurité du donneur de sang, allège sa pression psychologique et assure un processus aisé et agréable.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

• Caractéristiques techniques de la chaise de prélèvement sanguin BK - BC100A

Modèle	BK - BC100A
Taille de la section siège	1800*580
Hauteur de la section siège	500
Angle de rotation du support	20° ~ 70°
Angle d'inclinaison arrière et avant de la chaise	8° ~ 15°
Angle de rotation plaque jambière	20° ~ 75°
Angle de pivotement de l'accoudoir	0° ~ 30°
Distance de déplacement de l'accoudoir	100 mm
Taille de l'accoudoir	450*160 mm
Mouvement standard	150 mm
Vitesse de levage	3 ~ 25 mm/s
Alimentation	AC 110/220V ± 10% , 50/60Hz
Puissance de la lampe de lecture	60W
Accessoires standards	Commande manuelle, adaptateur de l'accoudoir, support multimédia, petite table.
Accessoires optionnels	Lampe de lecture flexible à LED ; bureau d'assistance mobile, couverture en velours souple.
Capacité de chargement	160 Kg
Taille de l'emballage (Largeur*Profondeur*Hauteur)	1300 * 780 * 1250 mm
Poids brut	127 Kg



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration