

Lit d'hospitalisation mécanique modèle ERE 01

Réf. SOC-ERE-01



Le lit d'hospitalisation mécanique modèle ERE 01 est un lit entièrement fabriqué avec de l'acier au carbone galvanisé.

Ce lit est destiné à être utilisé dans les hôpitaux, pour les soins à domicile et dans les maisons de retraite.

Le lit d'hospitalisation mécanique modèle ERE 01 est un lit médical mécanique (manuel) à hauteur fixe, comportant une seule section avec des garde-fous latéraux.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Description lit d'hospitalisation mécanique modèle ERE 01

1. Tête et pied de lit en acier inoxydable avec sommier stratifié
2. Dessus de lit en tôle d'acier, finition époxy et cuite au four
3. 4 Roulettes silencieuses avec frein
4. Dimensions : 2040 x 900 x 500 mm
5. Diamètre du tube : 38 mm



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration