

Lit hôpital électrique sur roulettes

Réf. SOC-25678220



Confortable et pratique: Le LIT MEDICALISE est équipé d'un pratique relève-buste à réglage électrique. Une simple pression sur une touche télécommandée vous permet de le redresser pour lire, regarder la télévision ou pour prendre vos repas. Le relève-jambes peut être ainsi réglé en position idéale. Ce lit médicalisé à hauteur variable est équipé de 4 roues à freins séparés, assurant sa stabilité à tout moment. Les lattes robustes sont d'un entretien facile. De plus, ce lit se monte et se démonte RAPIDEMENT, sans aucun outil. Esthétique et facile d'entretien. Les panneaux de pied et de tête du LIT MEDICALISE harmoniseront ce lit à hauteur variable avec votre mobilier d'intérieur. La couleur chaude du bois fait de ce lit médicalisé un meuble élégant qui s'intègre à tous les intérieurs. De plus, il est très facile d'entretien.

➤ Dimensions:

- Plan de couchage: 90 X 200 cm
- Hauteur maximale mesurée à la partie supérieure
- Relève buste du sommier: 37 cm
- Réglage en hauteur: jusqu'à 80 cm
- Garantie moteurs & Mécanique: 5 ans



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration