

**Lit de soins électrique triple fonction, Modèle SOC-DA32
(haute qualité)**

Réf. SOC-DA32



1. Le cadre du lit de soins électriques est fait d'acier revêtu de résine d'époxy, qui est stable et fiable
2. Tête de lit en plastique avec technologie ABS de haute qualité et rails latéraux
3. Panneaux de contrôle intégrés sur les deux cotés des rails latéraux, facile d'utilisation aussi bien pour le patient que pour l'infirmière
4. Quatre roulettes de 125 mm de diamètre, avec système de verrouillage centralisé



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

5. Trois fonctions, qui peuvent être actionnées par moteur électrique, dont les détails sont les suivants :

(1) Dossier : $0-70\pm 5^\circ$

(2) Repose genou : $0-25\pm 5^\circ$

(3) Haut – bas : 530~780 mm

6. Emplacement pour tige IV à chaque coin

7. Tension: 110V ~ 120V, 50Hz ~ 60Hz ou 220V ~ 230V, 50Hz ~ 60Hz

*Dimensions : 2180 mm (L) x 970 mm (l) x 530/780 mm (H)



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration