

Table de chevet une porte+coffret 40x48x80cm

Réf. **SOC-C130120**



TABLE DE CHEVET UNE PORTE+COFFRET 40X48X80CM

- Bâti en tôle d'acier verni avec base perforée pour une meilleure aération.
- Plateau supérieur en plastique.
- Un tiroir verrouillable par clé.
- Une porte avec 2 étagères métalliques.
- Porte-serviette.
- Quatre roues ø50mm dont deux avec frein indépendant.
- Structure démontable de couleur blanche.
- L(40)xl(48)xH(80)cm



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration