

Tabouret médical avec hauteur réglable

Réf. SOC-TMR4315



Le **tabouret médical avec hauteur réglable** rend le travail beaucoup plus facile.

Le tabouret médical avec hauteur réglable est doté d'une base en acier chromé à 5 branches avec des roulettes durables.

Le simple réglage de la hauteur en air comprimé se contrôle facilement avec un levier à main.

Zone de travail : Salon, salle de massage, clinique, bureau, salon de coiffure et bien d'autres endroits.

Caractéristique du tabouret médical avec hauteur réglable :

- Multi couche de rembourrage à haute densité de 6 cm ;
- Roulettes pour un déplacement facile ;
- Course hydraulique : 160mm ;
- Disponible dans toutes les couleurs de PU ;
- Le tabouret est livré dans un emballage plat pour permettre un montage sur place ;
- Base en acier chromé, diamètre 46cm ;
- Hauteur réglable du tabouret médical : 49,5cm – 64,5cm ;
- Diamètre du siège arrondi : 35cm ;
- Poids de travail : 4 kg ;
- Dimension d'emballage : 43cm x 43cm x 15cm.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration