

# ENSEMBLE D'INSTRUMENTS POUR OPERATION DE CATARACTE, MODELE SYX20

SOCI  
MED

CE



ISO  
9001



ISO  
13485

*Leader de la distribution du matériel médical*



Cet ensemble d'instruments pour opération de cataracte, modèle SYX20 distribué par SOCIMED est composé de :

- 1: Coaxial I/A canule
- 2-4: Aiguilles d'aspiration
- 5: Coaxial I/A canule
- 6: Coaxial I/A canule
- 7 : Porte lame
- 8 : Cuillères pour lentille
- 9 : Boucles de lentille
- 10 : Spatules d'iris
- 11-12: Crochets pour fixation IOL
- 13-14: Ciseaux de Vannas
- 15 : Micro aiguille principale
- 16 : Forceps d'attachement
- 17 : Ciseaux de la corné
- 18 : Forceps de suture
- 19 : Ciseaux pour membrane de la cataracte
- 20 : Forceps d'attachement.

**SOCI  
MED**

10 Avenue du colonel Rol Tanguy  
Z.A.C. du Bois Moussay  
93240 Stains, France

Tel: 0033(0)149988672 Fax: 0033(0)155931257 [socimed@socimed.com](mailto:socimed@socimed.com)

# ENSEMBLE D'INSTRUMENTS POUR OPERATION DE CATARACTE, MODELE SYX20



NUMERO	NOM	MODELE	CARACTERISTIQUES
1	Coaxial I/A canule	56190	Tête droite, triple articulation, 0.6 mm
2-4	Aiguilles d aspiration	56146	Angle $\Phi$ 0.4 mm pointe, 15 degré, 27 mm de longueur totale
		56144	Hétéro $\Phi$ 0.4 mm pointe, 27 mm de longueur totale
		56148	Straight $\Phi$ 0.7 mm pointe, 15 degré, 27 mm de longueur totale
5	Coaxial I/A canule	56191A	Tubes doubles courbes, $\Phi$ 0.7 mm
6	Coaxial/A canule	51288A	Fil spéculum, inoxydable 15mm la longueur de la lame, 50 mm de longueur totale
7	Porte lame	56202B	Avec le printemps, 120 mm de longueur totale
8	8 cuillères pour lentilles	52574	8 *2.5 mm la longueur de la cuillère, 130 mm de longueur totale
9	Boucles de lentilles	52488A	Pointe 4 mm(Largeur) *6 mm(Longueur) boucle courbe, 120 mm de longueur totale
10	Spatule d'iris	52404	Courbe, 11 mm la longueur de la pointe, 120 mm de longueur totale
11-12	Crochets pour fixation IOL	51474A	Angle $\Phi$ 0.2 mm, 110 mm de longueur totale.
		51478A	0.2 mm embout cylindrique, 15 degré angle, 110 mm de longueur totale

Leader de la distribution du matériel médical

SOCIMED



10 Avenue du colonel Rol Tanguy  
Z.A.C. du Bois Moussay  
93240 Stains, France

Tel: 0033(0)149988672 Fax: 0033(0)155931257 [socimed@socimed.com](mailto:socimed@socimed.com)

# ENSEMBLE D'INSTRUMENTS POUR OPERATION DE CATARACTE, MODELE SYX20



13-14	14 Ciseaux de Vannas	54138B	Droite, 6.5 mm la longueur de la lame, 90 mm de longueur totale
		54140B	Courbe, 6.5 mm la longueur de la lame, 84 mm de longueur totale

15	Micro aiguille principale	55152B	Courbe, 110 mm de longueur totale
16	Forceps d attachement	53320A	Droite, plate-forme 4.5 mm en longueur, 105 mm de longueur totale
17	Ciseaux de la cornée	54109B	Légèrement incurvée, 14 mm la longueur de la lame, 120 mm de longueur totale
18	Forceps de suture	53325A	Droite, plate-forme 4.5 mm de longueur, 1 * 2 dents d' 0,15 mm, 105 mm de longueur totale
19	Ciseaux pour membrane de la cataracte	54264B	Becs droits, 10 mm la longueur de la lame, 117 mm de longueur totale
20	Forceps d attachements	53324A	Court inclinée, plate-forme 4.5 mm en longueur, 114 mm de longueur totale

Leader de la distribution du matériel médical



10 Avenue du colonel Rol Tanguy  
Z.A.C. du Bois Moussay  
93240 Stains, France

Tel: 0033(0)149988672 Fax: 0033(0)155931257 [socimed@socimed.com](mailto:socimed@socimed.com)